

CATÉTER PARA EMBOLECTOMÍA MODELO FOGARTY

Registro Sanitario No. 2795C2017 SSA



TU BIENESTAR ES NUESTRA MOTIVACIÓN

► PRESENTACIÓN:

Individual. Este producto es estéril y desechable.

► DESCRIPCIÓN

El Catéter para Embolectomía está indicado para retirar coágulos o émbolos en las arterias. Cuenta con marcas referenciadas cada 10 cm a partir de su extremo distal.

► COMPONENTES

Un tubo de cloruro de polivinilo unilumen.

Un globo de látex para la extracción de coágulo.

Un adaptador traslúcido tipo luer en su extremo proximal.

Un estilete de acero inoxidable que corre a lo largo del lumen.

CLAVE	LONGITUD (cm)	FRENCH	COLOR	CAPACIDAD MÁXIMA DE LÍQUIDO (ml)
SOEM-403	40	3	●	0.20
SOEM-404	40	4	●	0.75
SOEM-405	40	5	●	1.50
SOEM-406	40	6	●	2.00
SOEM-407	40	7	●	2.50
SOEM-803	80	3	●	0.20
SOEM-804	80	4	●	0.75
SOEM-805	80	5	○	1.50
SOEM-806	80	6	●	2.00
SOEM-807	80	7	●	2.50

Fabricado en México por:

Biomédica Mexicana, S.A. de C.V.

/BiomedicaMexicana

@Biomedica_mex



Calzada Ermita Iztapalapa, No. 855
Colonia Santa Isabel Industrial
Alcaldía Iztapalapa C.P. 09820
Ciudad de México, México.

+52 (55) 5581 5919
+52 (55) 5582 7036

ventas@biomedicamexicana.com.mx
 www.biomedicamexicana.com.mx