

RESERVORIO DE LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO

Registro Sanitario No. 164E84 SSA



TU BIENESTAR ES NUESTRA MOTIVACIÓN

► PRESENTACIÓN:

Individual. Este producto es estéril y desechable.

CLAVE	PRESENTACIÓN
RLCR-P	PEDIÁTRICO 12mm
RLCR-A	ADULTO 24mm

► DESCRIPCIÓN

El reservorio de LCR tipo Ommaya está indicado cuando se desea tener acceso a los ventrículos cerebrales mediante maniobras sencillas de punción en el domo, con lo cual se pueden tomar muestras de líquido cefalorraquídeo, descomprimir transitoriamente el sistema ventricular y administrar fármacos o medios de contraste.

► COMPONENTES

Un reservorio en forma de domo con base plana.

Un catéter ventricular radiopaco de 20cm de longitud.

Un acodador de polipropileno.

2 conectores rectos de 14mm de longitud.

Un estilete de acero inoxidable.

 /BiomédicaMexicana

 @Biomédica_mex

Fabricado en México por:
Biomédica Mexicana, S.A. de C.V.



 Calzada Ermita Iztaapalapa, No. 855
Colonia Santa Isabel Industrial
Alcaldía Iztaapalapa C.P. 09820
Ciudad de México, México.

 +52 (55) 5581 5919
+52 (55) 5582 7036

 ventas@biomedicamexicana.com.mx
 www.biomedicamexicana.com.mx