

# EQUIPOS PARA DRENAJE VENTRICULAR EXTERNO

Registro Sanitario No. 2724C2012 SSA



## TU BIENESTAR ES NUESTRA MOTIVACIÓN

### ► PRESENTACIÓN:

**Individual.** Este producto es estéril y desechable.

CLAVE	MONITOREO
EDVE-CM	SI
EDVE-SM	NO

### ► DESCRIPCIÓN

El equipo está indicado para reducir y monitorear la presión intracraneal y el líquido cefalorraquídeo; funciona también como drenaje temporal en pacientes con válvulas para derivación de LCR que presentan infección.

### ► COMPONENTES

	EDVE-CM	EDVE-SM
Un catéter ventricular radiopaco de 30cm de longitud, con anillo de sutura y estilete de acero inoxidable.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Conexión luer integrada al sistema de drenaje y catéter ventricular.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Una bolsa de recolección de PVC graduada a 700ml con filtro antibacterial e hidrofóbico y llaves de seguridad.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Una cámara de goteo graduada a 70ml con llave de 4 vías en la salida, así como filtro hidrofóbico y antibacterial.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Una válvula antirreflujo.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Llave de 4 vías en la tubería del paciente.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Trocar curvo de acero inoxidable.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
170cm de tubular de PVC.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Escala graduada en mm de Hg y en cm de H <sub>2</sub> O.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sitio de inyección sin aguja.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Llaves obturadoras en la tubería.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Fabricado en México por:

**Biomédica Mexicana, S.A. de C.V.**

/BiomedicaMexicana

@Biomedica\_mex



Calzada Ermita Iztapalapa, No. 855  
Colonia Santa Isabel Industrial  
Alcaldía Iztapalapa C.P. 09820  
Ciudad de México, México.

+52 (55) 5581 5919  
+52 (55) 5582 7036

ventas@biomedicamexicana.com.mx  
 www.biomedicamexicana.com.mx