

# EQUIPO PARA INTUBACIÓN LAGRIMAL

Registro Sanitario No. 0967C2016 SSA



## TU BIENESTAR ES NUESTRA MOTIVACIÓN

### ► PRESENTACIÓN:

**Individual.** Este producto es estéril y desechable.

CLAVE  
EILA

### ► DESCRIPCIÓN

Indicado para el tratamiento de la obstrucción de las vías lagrimales. El **Equipo para Intubación Lagrimal BIOMED** es un dispositivo para prevenir las consecuencias de esta obstrucción (como pueden ser infecciones crónicas) eliminando el impedimento al drenaje normal y restaurando la vía de eliminación de la misma.

### ► COMPONENTES

Dos sondas de acero inoxidable de 0.60mm de diámetro y 17cm de longitud.

Un tubo de elastómero de silicón de 30cm de longitud.



/BiomedicaMexicana



@Biomedica\_mex



Calzada Ermita Iztapalapa, No. 855  
Colonia Santa Isabel Industrial  
Alcaldía Iztapalapa C.P. 09820  
Ciudad de México, México.



+52 (55) 5581 5919  
+52 (55) 5582 7036



ventas@biomedicamexicana.com.mx



www.biomedicamexicana.com.mx

Fabricado en México por:  
**Biomedica Mexicana, S.A. de C.V.**